



Depilator IPL Perfect skin IL3020

Indeks: 187011 Producent: Concept Kod producenta: IL3020

Cena: **1,074.42 zł**

Opis

Depilator IPL Perfect skin IL3020

Producent: Concept

Właściwości

- Opis Depilator IPL Concept IL3020 Perfect Skin Długotrwałe gładka skóra Pragniesz gładkiej skóry? Dzięki depilatorowi Concept IL3020 Perfect Skin IPL możesz to osiągnąć w zaciszu własnego domu. IL3020 wykorzystuje technologię Intense Pulsed Light (IPL), która przeszła ponad 15 lat badań klinicznych na całym świecie. Umożliwia zabieg w 2 trybach i 5 poziomach w zależności od odcienia skóry. Wyposażony jest w 2 wymienne nasadki, za pomocą których z łatwością usuniesz owłosienie z nóg, dłoni oraz z wrażliwych obszarów bikini, pach i twarzy (policzki, górna warga, podbródek). Urządzenie jest łatwe w użyciu, a depilacja nim jest bezbolesna i długotrwała. Żywotność depilatora sięga 300 000 impulsów świetlnych. IPL technologia Ta naukowo sprawdzona technologia zapewnia szybkie i trwałe rezultaty. Podczas depilacji przebiegają intensywne impulsy docierają pod powierzchnię skóry, gdzie działają na ciemny pigment włosów. Ten efekt skutecznie i bezboleśnie niszczy włosy nawet u nasady i zapobiega ich odrastaniu. Przy regularnym i prawidłowym stosowaniu uzyskasz gładką skórę nawet przez kilka miesięcy. Nie czekaj na lato Jeśli chcesz mieć latem piękną i gładką skórę, zacznij depilację z dużym wyprzedzeniem ponieważ skóra nie może być wystawiana na działanie promieni słonecznych przez co najmniej 4 tygodnie przed i co najmniej 2 tygodnie po użyciu depilatora IPL. Jeśli nałożyłeś na skórę krem samoopalający, zaczekaj, aż efekt opalenizny całkowicie zniknie. Depilator IPL może być używany zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety powyżej 18 roku życia. Dla kogo przeznaczony jest depilator IPL? Depilacja za pomocą depilatora IPL jest najskuteczniejsza u osób o jaśniejszej skórze i ciemniejszych włosach zawierających ciemny pigment. Im jaśniejsze włosy i ciemniejszy typ skóry, tym mniejsza skuteczność depilatora IPL. Właściwe użytkowanie Skóra, którą zamierzasz depilować, musi być czysta, sucha i ogolona przed użyciem depilatora IPL. Wybierz odpowiedni poziom natężenia światła dla swojego rodzaju skóry lub w zależności od wrażliwości obszaru, w którym będzie działać światło. Dociśnij miejsce aplikacji depilatora do skóry. Po naciśnięciu przycisku urządzenie emituje impuls świetlny. Unikaj uwalniania więcej niż jednego impulsu na tej samej części skóry podczas jednego zabiegu. Podczas depilacji możesz poczuć lekkie uczucie ciepła lub mrowienia, ale nigdy nie powinno to być bolesne. Jeśli odczuwasz ból, konieczne jest zmniejszenie intensywności promieniowania. Ochrona oczu Depilator IPL ma wbudowany czujnik bezpieczeństwa, który zapobiega wysłaniu impulsu podczas kierowania depilatora na otwartą przestrzeń. Dzięki temu czujnikowi urządzenie będzie działać poprawnie tylko wtedy, gdy powierzchnia aplikacji będzie w pełnym kontakcie ze skórą. Tryb PRECISION Nadaje się do usuwania owłosienia z najbardziej niedostępnych i najbardziej wrażliwych miejsc, takich jak twarz, pachy, okolice bikini itp. Urządzenie emituje pojedyncze impulsy po naciśnięciu przycisku wyzwalającego puls. Tryb GLISS Ten tryb jest odpowiedni do usuwania owłosienia z większych powierzchni, takich jak nogi, ramiona, plecy itp. Powoli przesuwaj urządzenie po skórze, nie podnosząc go. Depilator emituje płynne błyski z rzędu, co pozwala na szybsze i płynniejsze zabiegi Kiedy nie używać depilatora IPL Depilator IPL nie wolno używać na wytatuowanych częściach ciała, miejscach z trwałym makijażem, piegami, znamionami i innymi ciemnymi śladami. Dokładnie zakryj te miejsca przed użyciem. Jednocześnie depilacja IPL nie jest zalecana dla osób z bardzo wrażliwą skórą, chorobami skóry, żyłakami oraz dla kobiet w ciąży i karmiących. Jeśli jesteś chory lub

po prostu nie masz pewności, czy depilacja IPL jest dla Ciebie odpowiednia, skonsultuj się z dermatologiem lub lekarzem. Mobilna aplikacja Dzięki aplikacji mobilnej Concept IPL otrzymujesz osobistego doradcę, który pomoże Ci zaplanować poszczególne zabiegi i monitorować postępy leczenia. Pomoże Ci dobrać odpowiedni poziom intensywności światła do odcienia skóry i monitorować przerwy między zabiegami. Dostępny jest również przejrzysty samouczek wideo, w którym dowiesz się, jak prawidłowo korzystać z depilatora, aby osiągnąć skuteczne i długotrwałe rezultaty. Techniczne parametry: Bezpieczna i długotrwała depilacja w zaciszu własnego domu Usuwa włosy ze skóry nóg, ramion, pach, bikini i twarzy Technologia intensywnego światła pulsacyjnego 5 poziomów, 2 tryby - precision, gliss 2 nasadki Wyświetlacz LCD Czujnik ochrony oczu Wskaźnik gotowości Aplikacja mobilna IPL do planowania Automatyczne wyłączenie podczas bezczynności Etui Żywotność lampy: 300 000 impulsów Napięcie: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 1,2 A Pobór mocy: 36 W Obszar aplikacji: 2 - 4 cm² Światło: 550-1200 nm Częstotliwość impulsów: Stopień natężenia 1 - 1,6 J/cm² Stopień natężenia 2 - 2,5 J/cm² Stopień natężenia 3 - 3 J/cm² Stopień natężenia 4 - 3,5 J/cm² Stopień natężenia 5 - 4 J/cm² Wymiary: 8 x 17,5 x 3,1 cm Zasilanie: sieć elektryczna

- Zasilanie (lista) **Sieciowe**
- Metoda depilacji **Światło**
- Funkcja masażu **Nie**
- Stosowanie na mokro **Nie**
- Stosowanie na sucho **Tak**
- Funkcje specjalne
- Liczba błysków **4**
- Akcesoria w zestawie
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Kolor (wyliczeniowy) **Złoty**
- Kolor (wyliczeniowy) **Różowy**
- Wymiary **8 x 17,5 x 3,1 cm**
- Waga **0.5**
- Pozostałe parametry

Parametry

Kolor dominujący	biały
Model	IL3020
Kod producenta	IL3020
EAN	8595631011201
Szerokość produktu	8
Głębokość produktu	17.5
Waga produktu	0.5
Zasilanie	sieciowe
Funkcje	oświetlenie miejsca depilacji, tryb seryjny lampy błyskowej
Sposób depilacji	impuls światła
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.5
Stan	Nowy

Zdjęcia

