



Szczoteczka soniczna ZK5001 czarna

Indeks: 286893 Producent: Concept Kod producenta: ZK5001

Cena: **644.29 zł**

Opis

Szczoteczka soniczna ZK5001 czarna

Producent: Concept

Właściwości

- Opis Szczoteczka soniczna ZK5001 czarna Delikatna pielęgnacja zębów i dziąseł w nowoczesnym designie Szczoteczka soniczna ZK5001 wyróżnia się nowoczesnym designem i kompaktowym kształtem, dzięki czemu jest łatwa w obsłudze. Zapewnia najbardziej delikatną i wysoce skuteczną pielęgnację zębów i dziąseł. Model ZK5001 oferuje kilkakrotnie wyższą skuteczność niż czyszczenie ręczne. Soniczne czyszczenie zębów jest odpowiednie dla każdego, w tym osób z aparatami ortodontycznymi, koronami, licówkami i protezami. Skuteczniej oczyszcza przestrzenie międzyzębowe i może być stosowany przez osoby z wrażliwymi zębami i dziąsłami. Regularne stosowanie zapobiega powstawaniu paradontozy oraz zmniejsza zaczerwienienia i krwawienia z dziąseł. Inteligentne etui podróżne z ładowaniem przez USB Dzięki inteligentnie zaprojektowanemu etui podróżnemu szczoteczka będzie zawsze higienicznie przechowywana i zawsze pod ręką. Ogromną zaletą tego etui jest to, że możesz używać go również jako ładowarki i ładować w nim szczoteczkę w dowolnym miejscu i czasie. 40 000 oscylacji na minutę zapewnia doskonałe rezultaty Szczoteczka soniczna ZK5001 działa na zasadzie delikatnych wibracji ultradźwiękowych. Główna szczoteczki wibruje z prędkością 40 000 wibracji na minutę, co jest optymalną prędkością do perfekcyjnego usuwania płytki nazębnej. Ruchome włosie szczoteczki spieniają pastę do postaci bąbelków, które są wdmuchiwane w przestrzenie między zębami i wzdłuż linii dziąseł. Dzięki temu osiągniesz doskonały efekt nawet w trudno dostępnych miejscach. Dobrze radzi sobie również z przebarwieniami na szkliwie zębów i dzięki temu pomaga uzyskać bielszy uśmiech. 5 trybów czyszczenia dla pełnej pielęgnacji zębów i dziąseł Szczoteczka wyposażona jest w 5 trybów czyszczenia: CLEAN do codziennego czyszczenia i skutecznego usuwania płytki nazębnej; WHITE do usuwania przebarwień ze szkliwa i kamienia nazębnego; POLISH do polerowania i rozjaśniania; SOFT do delikatnego czyszczenia zębów i dziąseł oraz SENSITIVE do wyjątkowo delikatnego czyszczenia wrażliwych zębów i dziąseł. Popraw swoje nawyki dzięki aplikacji mobilnej Chcesz mieć kontrolę nad prawidłowym myciem zębów? Pomoże Ci w tym aplikacja mobilna Teethcare. Można ją łatwo podłączyć do szczoteczki do zębów za pomocą Bluetooth. W zależności od Twoich przyzwyczajęń i stanu zębów zaleci odpowiedni tryb czyszczenia, który aktywuje się automatycznie po uruchomieniu szczoteczki. Na mapie 3D jamy ustnej możesz sprawdzić poprawną technikę i skuteczność czyszczenia. Będziesz dokładnie wiedział, który obszar czyścisz prawidłowo, a który wymaga więcej uwagi. Dzięki aplikacji uzyskasz szczegółowe informacje o procesie czyszczenia. Stosując go regularnie, poprawisz prawidłowe nawyki mycia zębów. Jednocześnie aplikacja w porę ostrzega o konieczności wymiany końcówki, dzięki czemu czyszczenie jest zawsze bardzo skuteczne. Inteligentny timer, który zapewnia optymalny czas czyszczenia Szczoteczka ZK5001 wyposażona jest w inteligentny timer, który monitoruje długość szczotkowania. Jest ustawiony na 2 minuty zalecane przez dentystów do szczotkowania. Timer podzielony jest na 4 interwały po 30 sekund każdy, dzięki czemu masz precyzyjną kontrolę nad długością czyszczenia poszczególnych części jamy ustnej. Możesz dostosować timer w aplikacji według potrzeb w zakresie od 1,5 do 3 minut. Jeśli myjesz zęby za pomocą aplikacji, czas szczotkowania automatycznie dostosuje się do Twojej wydajności. Wymienne końcówki do normalnych i wrażliwych zębów i dziąseł Podstawowy pakiet zawiera dwie wymienne końcówki - Daily Clean i Soft Clean. Obie końcówki

wyposażone są w wysokiej jakości włosie marki Dupont, które zapewnia lepszy efekt czyszczenia i nie zawiera metali. Przeznaczone są do codziennej higieny jamy ustnej i różnią się jedynie miękkością włókien. Końcówka Soft Clean jest wyposażona w bardziej miękkie włókna, dzięki czemu idealnie nadaje się do delikatnego czyszczenia wrażliwych zębów i dziąseł. Dzięki systemowi wdrażania Click-in możesz łatwo i szybko wymienić końcówkę delikatnym kliknięciem. Po czym poznać, kiedy należy wymienić końcówkę szczoteczki? Kiedy niebieski kolor zniknie. Włosie szczoteczki z czasem zużywa się i traci swoją elastyczność i skuteczność. Aby czyszczenie było jak najskuteczniejsze, końcówkę szczoteczki należy regularnie wymieniać. Zalecany okres wymiany to około 3 miesiące regularnego użytkowania. Ważniejsza jest jednak kontrola wzrokowa. Jeśli włosie szczoteczki zacznie się strzępić lub niebieskie paski zaczną blaknąć, czas na nową końcówkę szczoteczki. Aplikacja mobilna, która monitoruje zużycie w oparciu o częstotliwość i sposób użytkowania, będzie również ostrzegać o konieczności wymiany. Do 1 miesiąca pracy na jednym ładowaniu. Szczoteczka ZK5001 wytrzyma do 1 miesiąca na jednym ładowaniu, gdy jest używana dwa razy dziennie przez 2 minuty. Jest wyposażona w energooszczędny akumulator Li-Ion, który można ładować za pomocą indukcyjnej bazy ładującej lub inteligentnego etui podróżnego. Wodoodporność. Szczoteczka soniczna ZK5001 oferuje stopień ochrony IPX7, dzięki czemu jest całkowicie wodoodporna. Możesz więc wygodnie z niej korzystać nawet pod prysznicem lub w wannie.

- Zasilanie (lista) **USB 5V**
- Zasilanie (lista) **Akumulator wbudowany**
- System (szczoteczki elek.) **Oscylacyjny**
- Ruchy oscylacyjne / rotacyjne **40000**
- Timer (AGD) **Tak**
- Czujnik nacisku **Nie**
- Czas pracy na baterii/bateriach **1**
- Akcesoria w zestawie **Szczoteczka do zębów SMART Końcówka daily clean Końcówka soft clean Indukcyjna podstawa ładująca Etui podróżne do ładowania USB kabel Adapter**
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary **23,2 x 73 x 37 mm**
- Pozostałe parametry **Monitorowanie końcówki (w aplikacji) + blaknięcie niebieskiego włosa Aplikacja: Teethcare Wersje językowe aplikacji: czeska, angielska, rumuńska, łotewska, węgierska, polska, rosyjska, słowacka, hiszpańska, chińska, japońska Kompatybilny z iOS 8 i nowszymi, Android 5 i nowszymi Połączenie Bluetooth**

Parametry

Stan

Nowy