


Waga z funkcją łączności bezprzewodowej
HN300T2 Intelli IT (HN-300T2-EBK / HN-300T2-EGY)

Podręcznik użytkownika



Spis treści

Wprowadzenie	2
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa	3
Poznaj swoje urządzenie	5
Przed przystąpieniem do pomiaru.....	7
Dokonywanie pomiaru	9
Przesył odczytów	10
Śledzenie postępów użytkowników w procesie kontroli masy ciała.....	11
Przywracanie ustawień domyślnych.....	12
Komunikaty o błędzie i rozwiązywanie problemów	13
Konserwacja	14
Kalibracja.....	14
Dane techniczne	15
Prawidłowa utylizacja tego produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)	16
Wskazówki i deklaracja producenta	16

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup wagi OMRON Connected Scale HN300T2 Intelli IT. Produkt jest przeznaczony głównie do ogólnego użytku domowego.

Instrukcja dotycząca bezpieczeństwa

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje o niniejszym produkcie. Aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowość korzystania z niniejszego produktu, należy PRZECZYTAĆ i ZROZUMIEĆ wszystkie instrukcje. **W razie niezrozumienia wspomnianych instrukcji lub pytań przed podjęciem próby użycia produktu prosimy o kontakt z punktem sprzedaży detalicznej produktów OMRON lub ich dystrybutorem. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat swojej masy ciała należy skonsultować się z lekarzem.**

Przeznaczenie

Waga OMRON Connected Scale HN300T2 Intelli IT służy do pomiaru i wyświetlania masy ciała. Jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego.

Odbiór i sprawdzenie

Produkt oraz inne elementy należy wyjąć z opakowania i sprawdzić pod kątem uszkodzeń. Jeżeli produkt lub którykolwiek z pozostałych elementów jest uszkodzony, NIE WOLNO GO UŻYWAĆ; należy skonsultować się z punktem sprzedaży detalicznej produktów firmy OMRON lub ich dystrybutorem.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać rozdział „Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa” w niniejszej instrukcji obsługi. W celu zachowania bezpieczeństwa należy ściśle przestrzegać instrukcji obsługi.

▲ Ostrzeżenie Wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią lub poważnym urazem.

- Przed rozpoczęciem odchudzania lub programu ćwiczeń należy skonsultować się z lekarzem lub innym przedstawicielem personelu medycznego.
- W przypadku podrażnienia skóry stopy lub stóp należy zaprzestać używania urządzenia i skonsultować się z lekarzem.
- Wagi NIE należy używać na śliskich powierzchniach, np. na mokrej podłodze.
- Wagę należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla niemowląt oraz dzieci młodszych i starszych.
- NIE wolno wskakiwać na wagę. W przeciwnym razie może dojść do upadku lub poślizgnięcia się, a w dalszej kolejności do poważnego urazu.
- NIE należy używać wagi w czasie, gdy ciało i/lub stopy są mokre, np. po kąpielu.
- NIE należy stawiać na krawędziach wagi lub obszarze wyświetlacza wagi, ponieważ można stracić równowagę i upaść, co może prowadzić do poważnego urazu.
- Osobom niepełnosprawnym lub słabym fizycznie podczas korzystania z wagi powinna towarzyszyć inna osoba, aby zapobiec upadkowi podczas wchodzenia na wagę lub schodzenia z niej.
- NIE wolno wkładać palców do szczeliny ani do wnętrza wagi.
- Z wagi należy korzystać w pomieszczeniach.
- NIE wolno używać wagi do celów innych niż opisane w tej instrukcji obsługi.
- NIE wolno używać wagi i innego elektrycznego sprzętu medycznego (ME) jednocześnie. Może to powodować nieprawidłowe działanie urządzeń i/lub niedokładne odczyty.
- NIE wolno uszkodzić szkła. Szyba może pęknąć, co może doprowadzić do urazu użytkownika.

Korzystanie z baterii

- Jeżeli płyn z baterii dostanie się do oczu, na skórę lub odzież, należy natychmiast przemyć je dużą ilością czystej wody. Jeżeli płyn z baterii dostanie się do oczu lub na skórę, należy zwrócić się do lekarza.

Transmisja danych

- Urządzenie emituje fale o częstotliwości radiowej (RF) w paśmie 2,4 GHz. NIE należy używać produktu w miejscach, w których posługiwanie się urządzeniami emitującymi fale o częstotliwości radiowej, takich jak samoloty czy szpitale, jest ograniczone.

▲ Przystroga Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może spowodować drobne lub poważniejsze obrażenia użytkownika lub pacjenta albo uszkodzenie urządzenia bądź innego rodzaju mienia.

- Jeżeli z wagi korzystały osoby ze zmienioną chorobowo skórą na stopach, przed użyciem wagę należy wyczyścić.
- NIE należy ustawiać wagi przy ścianie, ponieważ może to doprowadzić do urazu użytkownika lub nieprawidłowego działania wagi.
- NIE należy podejmować prób rozmontowania, modyfikacji lub naprawy wagi.
- NIE należy ustawiać wagi na wysięlanej podłodze, np. na dywanie lub macie, ponieważ pomiar może być niedokładny.
- NIE wolno zanurzać wagi ani żadnego jej elementu w wodzie.
- NIE należy ustawiać wagi w pobliżu źródeł ciepła lub pod klimatyzatorami.
- Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia.
- Należy unikać zbyt silnych uderzeń, wibracji i wstrząsów wagi.
- NIE należy myć wagi wodą.
- NIE należy przecierać powierzchni wagi benzenem, benzyną, rozcieńczalnikiem do farb lub innymi lotnymi rozpuszczalnikami.
- NIE należy umieszczać wagi w miejscach narażonych na działanie chemikaliów lub żrących par.
- Wagę należy przechowywać na równej powierzchni.
- NIE należy przechowywać żadnych przedmiotów na wadze.

Korzystanie z baterii

- Zużyte baterie należy natychmiast wymieniać na nowe.
- NIE należy narażać baterii na działanie ognia.
- NIE wolno wkładać baterii biegunami skierowanymi w niewłaściwą stronę.
- Należy korzystać WYŁĄCZNIE z 4 baterii manganowych lub alkalicznych AAA. NIE należy stosować baterii innego rodzaju. NIE należy używać nowych i używanych baterii jednocześnie. Wszystkie 4 baterie należy wymieniać równocześnie.
- NIE należy instalować różnych rodzajów baterii w tym samym czasie.
- Urządzenie, baterie i pozostałe elementy należy utylizować zgodnie z właściwymi przepisami lokalnymi. Utylizacja niezgodna z przepisami może prowadzić do zanieczyszczenia środowiska.
- Jeżeli waga nie będzie używana przez co najmniej 3 miesiące, należy wyjąć baterie.
- NIE należy używać baterii po upływie terminu przydatności do użycia.
- Podczas wykonywania pomiaru należy upewnić się, że w odległości 30 cm od wagi nie znajdują się żadne urządzenia mobilne ani inne urządzenia elektryczne emitujące fale elektromagnetyczne. Może to powodować nieprawidłowe działanie wagi i/lub niedokładne odczyty.

Transmisja danych


- NIE należy wymieniać baterii podczas przesyłu wyników pomiaru do urządzenia mobilnego. Może to skutkować wadliwym działaniem wagi i niepowodzeniem w przesyłaniu wyniku pomiaru.
- Podczas przesyłu danych do urządzenia mobilnego NIE należy w pobliżu wagi umieszczać kart z układem scalonym, magnesów, przedmiotów metalowych lub innych urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne. Może to skutkować wadliwym działaniem wagi i niepowodzeniem w przesyłaniu wyniku pomiaru.

Poznaj swoje urządzenie


Zawartość opakowania



Skala



4 baterie manganowe AAA



Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi aplikacji (Jak śledzić postępy użytkowników w procesie kontroli masy ciała?)




Ograniczona gwarancja


Przegląd produktu

Urządzenie główne:


Przód



Wstecz



Wyświetlacz:




Symbole na wyświetlaczu

A		Miga, gdy poziom naładowania baterii jest niski.
		Jest widoczny, gdy baterie są wyczerpane.
B		Miga / pojawia się, gdy waga jest połączona z urządzeniem mobilnym lub trwa przesył odczytów, lub gdy przywracane są ustawienia domyślne wagi.
C	st lb kg	Miga / pojawia się w przypadku wyboru jednostek miary i jest wyświetlany w czasie pomiaru.
D		Miga, gdy waga jest połączona z urządzeniem mobilnym lub w trakcie pomyślnego przesyłu odczytów.
E		Pojawia się w przypadku niepowodzenia przesyłu odczytu, gdy waga była sparowana z urządzeniem mobilnym.


Przed przystąpieniem do pomiaru

1. Instalacja baterii

- 1 Otwórz pokrywę komory baterii z tyłu wagi.




- 2 Zainstaluj baterie, zwracając uwagę na położenie biegunów, zgodnie z ilustracją po prawej stronie i w komorze baterii.



- 3 Zamknij pokrywę komory baterii.


Uwaga

- Natychmiast po zainstalowaniu baterii ustaw wagę na płaskiej, twardej i równej powierzchni. Kalibracja wagi odbywa się automatycznie.
- Po wyświetleniu symbolu  i komunikatu A1 wymień wszystkie 4 baterie na nowe. Zapisy przechowywane w pamięci zostaną zapisane, nawet jeżeli baterie zostaną wyjęte.
- Utylizacja zużytych baterii powinna odbywać się zgodnie z lokalnymi przepisami.

2. Wybór jednostek masy

- 1 Po wyłączeniu wagi naciśnij przycisk [USTAW], aby wybrać preferowaną jednostkę masy: **kg (kilogram), lb (funt) lub st (kamień).**


Jednostka masy „kg” jest domyślną jednostką metryczną.
Zapis jednostki metrycznej następuje po 10 sekundach.
Waga wyłączy się automatycznie po 3 sekundach.



3. Parowanie wagi z urządzeniem mobilnym

Jeżeli chcesz przesłać dane pomiarowe, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. Wagę można sparować z 2 urządzeniami mobilnymi; 2 osoby mogą zarządzać danymi pomiarowymi.

1 Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu mobilnym.




2 Pobierz i zainstaluj aplikację OMRON connect w urządzeniu mobilnym.

Jeżeli aplikacja OMRON connect jest już zainstalowana, a konto utworzone, otwórz aplikację i dodaj nową wagę.





3 Uruchom aplikację i wykonaj instrukcję parowania wyświetlaną na urządzeniu mobilnym.

Upewnij się, że waga znajduje się nie dalej niż 5m od urządzenia mobilnego.





4 Naciśnij przycisk [Bluetooth] (z boku wagi) i przytrzymaj go przez ponad 2 sekundy.

Na wyświetlaczu zacznie migać symbol  oraz symbol P.



5 Potwierdź, że waga została pomyślnie połączona.

Po pomyślnym nawiązaniu połączenia z urządzeniem mobilnym na wyświetlaczu wagi zacznie migać symbol .



Uwaga

- Jeżeli zostanie wyświetlony komunikat „Err”, postępuj zgodnie z instrukcją podaną w aplikacji.
- Waga wyłączy się automatycznie po 10 sekundach.
- Należy pamiętać, że firma OMRON nie odpowiada za utratę danych i/lub informacji w aplikacji.
- Ta waga może przechowywać informacje z maksymalnie 2 parowań.
- OMRON connect jest jedyną aplikacją, którą zalecamy używać z wagą do prawidłowego przesyłu danych.




Dokonywanie pomiaru

Zaleca się, aby mierzyć masę ciała każdego dnia o tej samej porze.

1 Ustaw wagę na płaskiej, twardej i równej powierzchni.

Uwaga


- Nie stawiaj wagi na miękkiej powierzchni, takiej jak dywan lub mata.



2 Wejdź na wagę, gdy jest wyłączona, aby dokonać pomiaru.

Zasilanie włączy się automatycznie i rozpocznie się pomiar.

W czasie pomiaru nie poruszaj się.



3 Koniec pomiaru waga sygnalizuje miganiem.



4 Zejdź z wagi.

Waga wyłączy się automatycznie po 10 sekundach.

Jeżeli chcesz przesłać odczyt, przejdź do części „Prześlij odczytów”.

Przesył odczytów

Uruchom aplikację w urządzeniu mobilnym.

1. Przesył automatyczny

Odczyt zostanie przesłany automatycznie do urządzenia mobilnego w ciągu 30 minut po wyłączeniu wagi.

Uwaga

- Jeżeli odczyt jest przesyłany przed wyłączeniem wagi, na wyświetlaczu w czasie przesyłu będzie widoczny symbol ✖.



2. Przesył ręczny

W celu przesłania wyników ręcznie naciśnij przycisk [Bluetooth] w czasie, gdy zasilanie jest wyłączone. Przez cały czas trwania przesyłu na wyświetlaczu będzie widoczny symbol ✖.



Waga wyłączy się automatycznie po 10 sekundach od zakończenia przesyłu.

Uwaga

- Jeżeli symbol ✖ nie pojawi się na wyświetlaczu, przejdź do punktu „Dane nie są przesyłane.” w części „Komunikaty o błędzie i rozwiązywanie problemów”, aby uzyskać szczegółowe informacje.
- Ta waga może przechowywać maksymalnie 30 odczytów. Zapisanych odczytów nie można wyświetlać na wyświetlaczu wagi. Można je wyświetlić w oknie aplikacji po dokonaniu przesyłu.
- Symbol ⇄ widoczny na wyświetlaczu oznacza, że odczyt nie został przesłany. Odczyty należy przesyłać przed usunięciem najstarszego odczytu.

Śledzenie postępów użytkowników w procesie kontroli masy ciała

Jeżeli z wagi korzysta wielu użytkowników, zaleca się korzystanie z funkcji autofiltera dostępnej w aplikacji, która zapewnia możliwość śledzenia swoich wyników i tylko dane o masie ciała użytkownika będą wyświetlane na jego urządzeniu mobilnym. Możliwość śledzenia swoich danych o masie ciała ma 2 użytkowników na różnych urządzeniach mobilnych.

1 Pobierz i zainstaluj aplikację OMRON connect w urządzeniu mobilnym. Patrz 3. Parowanie wagi z urządzeniem mobilnym.

Z wagą mogą być połączone 2 urządzenia mobilne.

2 Otwórz aplikację i zarejestruj wagę.

3 Ustaw funkcję Autofilter (Autofiltr).

- a. W przypadku pierwszego pomiaru pojawi się ekran potwierdzenia rejestracji.
- b. Potwierdź, jeżeli wyświetlana wartość odpowiada twojej masie ciała i zarejestruj wagę.

Kolejne dane pomiarowe będą filtrowane w odniesieniu do ostatniej zmierzonej wartości w aplikacji w czasie następczej synchronizacji i tylko twoje dane* będą wyświetlane w oknie aplikacji w urządzeniu mobilnym.

*Jeżeli twoja masa ciała jest bardzo zbliżona do masy innego użytkownika, może wyświetlać się masa ciała tego użytkownika. W takim przypadku możesz usunąć wartość w oknie aplikacji.


Przywracanie ustawień domyślnych

Aby przywrócić ustawienia domyślne wagi, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. Czynność ta spowoduje usunięcie wszystkich odczytów i informacji o parowaniu zapisanych w pamięci.


Upewnij się, że waga jest wyłączona.


1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk [Bluetooth] przez ponad 2 sekundy.

Wyświetlacz zacznie migać w sposób pokazany na rysunku po prawej stronie.



2 Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk [Bluetooth] przez ponad 5 sekund.

Wyświetlacz zacznie migać w sposób pokazany na rysunku po prawej stronie, a symbol  przestanie migać.




3 Naciśnij przycisk [USTAW].

Gdy wyświetlacz przestanie migać wszystkie ustawienia zostaną całkowicie przywrócone.




Uwaga

- Waga wyłączy się automatycznie po 10 sekundach.
- Czynność ta nie powoduje usunięcia informacji z aplikacji.



Komunikaty o błędzie i rozwiązywanie problemów

W przypadku, gdy podczas dokonywania pomiaru wystąpią dowolne z poniższych problemów, należy sprawdzić, czy w promieniu 30 cm nie znajduje się żadne inne urządzenie elektryczne. Jeżeli problem będzie się utrzymywał, należy odnieść się do poniższej tabeli.

Wyświetlacz/ problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Wyświetla się Err	Waga nie może połączyć się z urządzeniem mobilnym lub prawidłowo przysyłać danych.	Postępuj zgodnie z instrukcją wyświetlaną w aplikacji. Jeżeli komunikat „Err” nadal widnieje po sprawdzeniu aplikacji, skontaktuj się z punktem sprzedaży detalicznej produktów firmy OMRON lub ich dystrybutorem.
Wyświetla się Err 1	Użytkownik poruszył się podczas pomiaru.	Zejdź z wagi; waga wyłączy się automatycznie po 10 sekundach. Następnie ponów pomiar.
	Pomiaru dokonywano w pomieszczeniu pod wpływem silnych pól magnetycznych.	Ponów pomiar w innym pomieszczeniu.
Wyświetla się Err2/Err5	Wystąpił błąd urządzenia.	Skontaktuj się z punktem sprzedaży lub dystrybutorem firmy OMRON.
Wyświetla się Err3	Masa ciała przekracza zakres pomiarowy.	
Wyświetla się Err4	Brak dopasowania podczas autokalibracji.	Ponów pomiar.
Wyświetla się 	Odczyt nie został przesłany.	Prześlij odczyty do aplikacji. Więcej informacji, patrz część Przesył odczytów. Po pomyślnym przesłaniu odczytów ten symbol zniknie.
Miga 	Niski poziom naładowania baterii.	Zalecana jest wymiana wszystkich baterii na nowe. Patrz część 1. Instalacja baterii.
Wyświetla się  , AI	Baterie wyczerpały się.	Niezwłocznie wymień wszystkie baterie na nowe. Patrz część 1. Instalacja baterii.
Wejście na wagę nie powoduje jej włączenia.	Bieguny baterii są niewłaściwie zorientowane.	Sprawdź prawidłowość umieszczenia baterii w komorze. Patrz część 1. Instalacja baterii.
	Masa ciała pacjenta jest niższa niż 10 kg.	Automatyczne włączenie wagi wymaga obciążenia co najmniej 10 kg. Jeżeli masa ciała użytkownika nie przekracza 10 kg, umieść na wadze przedmiot ważący co najmniej 10 kg, aby ją włączyć, a następnie przejdź do pomiaru masy ciała.
Dane nie są przesyłane.	Brak połączenia.	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź, czy w pobliżu nie ma źródeł zakłóceń. • Przenieś urządzenie odbiorcze w miejsce znajdujące się w promieniu maksymalnie 5 m od wagi. • Jeżeli problem utrzymuje się, przejdź do części Help (Pomoc) w aplikacji OMRON connect w celu uzyskania pomocy.
Odczyt pomiaru jest wyższy lub niższy niż rzeczywista wartość.	Dokonujesz pomiaru na dywanie, wyścielanej lub nierównej podłodze.	Upewnij się, że waga stoi na twardej, płaskiej i równej podłodze.
Odczyty poszczególnych pomiarów bardzo różnią się od siebie.	Waga nie została prawidłowo skalibrowana.	Skalibruj wagę. Patrz część Kalibracja.

Konserwacja

Konserwacja

Aby zabezpieczyć wagę przed uszkodzeniem, należy stosować się do poniższych wskazówek.


- Do czyszczenia wagi należy używać miękkiej, suchej ściereczki lub miękkiej ściereczki zwilżonej łagodnym (neutralnym) detergentem.
- Do czyszczenia płyty należy używać miękkiej ściereczki zwilżonej alkoholem.
- Wagę należy przechowywać w czystym, bezpiecznym miejscu.
- Do czyszczenia wagi nie należy używać ściernych ani lotnych środków czyszczących. benzyny, rozcieńczalników ani innych podobnych rozpuszczalników.
- Nie należy czyścić wagi poprzez zanurzenie jej w wodzie.

Właściwe przechowywanie


Waga kalibruje się ponownie w sposób automatyczny, gdy nie jest używana. Jeżeli automatyczna kalibracja nie działa, patrz część Kalibracja w celu zapoznania się z instrukcją ręcznej kalibracji wagi. Aby zapewnić automatyczną kalibrację, nie należy przechowywać wagi w sposób przedstawiony na poniższych ilustracjach:



Waga jest oparta o ścianę lub inne objekty.



Waga jest odwrócona dołem do góry.



Waga stoi na dywanie lub macie.



Na wadze znajdują się objekty.

Kalibracja

Aby skalibrować wagę, należy wykonać poniższą instrukcję.

1 Ustaw wagę na płaskiej, twardej i równej powierzchni.

2 Naciśnij powierzchnię wagi dłońmi, aby włączyć zasilanie.

Następnie natychmiast zdejmij dłonie z wagi.

3 Po wyświetleniu wartości „0,0 kg” (lub „0,0 lb”, „0,0 st”) poczekaj 1 minutę na wyłączenie się wagi.

Następnie możesz dokonać pomiaru.

Dane techniczne

Opis produktu	Waga z funkcją łączności bezprzewodowej
Model (kod)	HN300T2 Intelli IT (HN-300T2-EBK / HN-300T2-EGY)
Wyświetlacz	od 5 do 150 kg, co 0,1 kg (od 11 do 330 lb, co 0,2 lb) (od 0 st 11 lb do 23 st 8 lb, co 0,2 lb)
Dokładność pomiaru masy ciała	od 5 do 150 kg \pm (1% + 0,1 kg) (od 11 do 330 lb \pm (1% + 0,2 lb)) (od 0 st 11 lb do 23 st 8 lb \pm (1% + 0,2 lb))
Sposób przesyłu	Bluetooth® Low Energy
Łączność bezprzewodowa	Zakres częstotliwości: 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz) Modulacja: GFSK Efektywna moc promieniowana: <20 dBm
Zasilanie	4 baterie AAA
Czas eksploatacji baterii	Ok. 3 miesiące: baterie manganowe Ok. 6 miesięcy: baterie alkaliczne (W przypadku, gdy każdy rodzaj baterii jest używany w 2 pomiarach, 2 przesyły danych dziennie w temperaturze pokojowej 23°C)
Warunki pracy	od +5° do +40°C, od 30 do 85% wilgotności względnej (bez kondensacji), od 860 do 1060 hPa
Warunki przechowywania	od -20° do +60°C, od 10 do 95% wilgotności względnej (bez kondensacji)
Masa	Ok. 1,5 kg, w tym baterie
Wymiary zewnętrzne	Ok. 270 (szer.) \times 26,4 (wys.) \times 290 (gł.) mm
Spis treści	Waga cyfrowa, 4 baterie manganowe AAA, instrukcja obsługi, instrukcja obsługi aplikacji, ograniczona gwarancja

Uwaga

- Podane specyfikacje mogą ulegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia.
- Data produkcji jest wydrukowana na urządzeniu: pierwsze 4 cyfry oznaczają rok produkcji, następane 2 cyfry — miesiąc produkcji, a kolejne 2 — dzień produkcji.

Zakłócenia łączności bezprzewodowej

Funkcja Bluetooth produktu służy do nawiązywania połączenia z dedykowanymi aplikacjami na urządzeniach mobilnych w celu synchronizacji danych dotyczących daty/godziny z urządzenia mobilnego do produktu, a także danych pomiarowych z produktu do urządzenia mobilnego. Dalsza praca z danymi w urządzeniu mobilnym zależy od użytkownika. Produkt działa w nielicencjonowanym paśmie ISM o częstotliwości 2,4 GHz, gdzie dowolna strona trzecia może przechwytywać fale radiowe w sposób zamierzony bądź przypadkowy, w dowolnym celu. Jeżeli niniejszy produkt jest wykorzystywany w pobliżu innych urządzeń bezprzewodowych, takich jak kuchenki mikrofalowe oraz bezprzewodowe sieci LAN, które działają w oparciu o to samo pasmo częstotliwości co ten produkt, istnieje możliwość wystąpienia zakłóceń. Jeżeli do takich zakłóceń dojdzie, należy przerwać pracę innych urządzeń lub przed użyciem ciśnieniomierza przenieść go w inne miejsce, z dala od urządzeń bezprzewodowych.

Prawidłowa utylizacja tego produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

To oznaczenie znajdujące się na produkcie lub w jego dokumentacji oznacza, że nie należy go wyrzucać razem z odpadami z gospodarstwa domowego, po jego zużyciu.

Aby zapobiec ewentualnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego spowodowanym niekontrolowanym wyrzucaniem odpadów, należy oddzielić ten produkt od innych rodzajów odpadów i poddać go recyklingowi, aby w ten sposób przyczyniać się do zrównoważonego wykorzystywania użytych wcześniej zasobów materialnych.

Mieszkańcy gospodarstwa domowego powinni skontaktować się ze sprzedawcą tego produktu lub lokalnym organem administracyjnym w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat miejsc i sposobu zwrotu urządzenia do recyklingu, który jest bezpieczny dla środowiska.

Użytkownicy biznesowi powinni skontaktować się z dostawcą i sprawdzić warunki i postanowienia umowy zakupu. Tego produktu nie należy mieszać z innymi odpadami handlowymi.



Wskazówki i deklaracja producenta

- Niniejszym firma OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. oświadcza, że sprzęt radiowy typu HN-300T2-EBK i HN-300T2-EGY jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.
- Pełny tekst europejskiej deklaracji zgodności jest dostępny na następującej stronie internetowej: www.omron-healthcare.com
- Niniejszy produkt firmy OMRON jest produkowany pod ścisłym nadzorem systemu kontroli jakości japońskiej firmy OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.



Logo Apple i Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach oraz regionach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc.

Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi Google LLC.

Nazwa i logotypy **Bluetooth®** są zarejestrowanymi znakami towarowymi będącymi własnością firmy Bluetooth SIG, Inc.

Wszelkie użycie tych znaków przez firmę OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. podlega licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy towarowe należą do ich właścicieli.

Producent	OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPONIA	
Przedstawiciel handlowy w UE	OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, HOLANDIA www.omron-healthcare.com	
Siedziba produkcji	KRELL PRECISION (YANGZHOU) CO., LTD. No. 28, Xingyang Road, Economic Development Zone, Yangzhou, Jiangsu 225009, Chiny	
Filie	Importer w Wielkiej Brytanii	OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK www.omron-healthcare.com/distributors
	OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH / OMRON SANTÉ FRANCE SAS www.omron-healthcare.com/distributors	

Wyprodukowano w Chinach

<https://www.omron-healthcare.com/>